

Sapphire™

une solution précise,
flexible et simple pour
les perfusions de

nutrition parentérale

(NPT)



Grâce à son mode dédié, la pompe
Sapphire Multi-Therapy est une solution
de perfusion complète pour les patients
en nutrition parentérale.

Une solution flexible,
conçue pour
faciliter
l'indépendance
du patient



Précision et sécurité de pointe pour une confiance accrue

- Précision du débit de $\pm 2,5\%$
- Perfusions sécurisées, limites programmables et protection anti débit-libre

Une solution flexible, conçue pour faciliter l'indépendance des patients


- 24 heures de batterie* et la possibilité d'une batterie externe supplémentaire
- Gamme complète d'accessoires et de tubulures dédiées à la nutrition parentérale
- Programmation intuitive avec options de montée et de descente progressives
- Option de descente d'urgence, démarrage différé et MVO configurable de 0 à 20 ml

Interface utilisateurs simple et intuitive, une expérience optimale pour les soignants et les patients

- Programmes prédéfinis et logiciel de gestion de configuration
- Interface utilisateurs intuitive avec écran tactile couleurs offrant une grande visibilité des informations et des messages d'alarme clairs
- Programmation sécurisée avec possibilité de verrouillage de l'écran

Gestion de flotte optimisée

- Evolution continue par mises à jour logicielles
- Maintenance préventive facile grâce à la solution FasTest PM
- Solution flexible et multi-thérapie



Option de descente d'urgence

*24h à 125 mL/h (avec une batterie complètement chargée et sans rétroéclairage)





Accessoires Sapphire NPT



Sac à dos 3L

Permet aux patients de transporter confortablement la pompe Sapphire et la poche avec eux.

P/N 15088-000-0001



Trolley 6 roues*

Conçu avec une poignée de traction extensible et 6 roues pour monter les escaliers.

P/N 15088-0000-1000-PAC



Batterie externe

Assure un fonctionnement prolongé des pompes Sapphire avec une capacité de longue durée et une recharge rapide.

P/N 15079-111-0001



Sacoche 500mL

Conçu pour la commodité du patient et la facilité de mouvement.

P/N 05080-605-0001



Valisette de transport

Convient pour transporter la pompe Sapphire et ses accessoires pendant le voyage.

P/N 15020-010-0002

*Ceci n'est pas un produit Eitan Medical



Sapphire, une solution précise,
flexible et simple pour les
perfusions de nutrition parentérale
(NPT)



La famille de pompes à perfusion Sapphire est la solution de choix pour la thérapie par perfusion tout au long du parcours de soins, avec des modes de perfusion continu, PCA, paliers, intermittent et PCEA.


Tubulures d'administration Sapphire TPN

AP205

P/N 12000-000-0004

Tubulure macrobore avec perforateur sans évent, cassette de perfusion FX, filtre 1,2 µm, clamp coulissant, raccord en Y pour aiguille et embout Luer Lock mâle

Volume de purge: ~23 mL




AP206

P/N 12000-000-0005

Tubulure macrobore avec perforateur sans évent, cassette de perfusion FX, filtre 1,2 µm, clamp coulissant, site en Y sans aiguille et embout Luer Lock mâle

Volume de purge: ~23 mL




AP207

P/N 12000-000-0009

Tubulure macrobore avec chambre compte-gouttes avec/sans évent, clamp à roulette, cassette de perfusion FX, filtre 1,2 µm, clamp coulissant, site en Y pour aiguille et embout Luer Lock mâle

Volume de purge: ~26 mL



AP210

P/N 12003-000-0010

Tubulure microbore avec perforateur sans évent, clamp coulissant, cassette de perfusion FX, filtre 1,2 µm, clamp coulissant et embout Luer Lock mâle

Volume de purge: ~9 mL



AP237*

P/N 12007-000-0007

Tubulure microbore UV résistante sans PVC avec perforateur sans évent, clamp à roulette, cassette de perfusion FX, filtre 1,2 µm, clamp coulissant, valve antiretour et embout Luer Lock mâle

Volume de purge: ~17 mL



*Selon les directives ESPGHAN et HAS (France)
pour la nutrition parentérale pédiatrique



15029-041-1001-MMTL | Rev.01 | 11.2022

Contactez-nous pour plus d'informations:

Eitan Medical France

7 place Félix Baret - 13006 Marseille, France

Tél : +33 4 88 92 62 74 / 72

Email : dispositifsmedicaux@eitanmedical.com

Fax : +33 4 84 89 54 03



www.eitanmedical.com